



EXTRACTING FORCEPS

Handle Selection For Extracting Forceps

Dear Valued Buyers if any Universal Fig. No. of Extracting Forceps not Found in our Catalogue you Can Refer the Fig. No. From These Diagram.



Dear Valued Buyers these are our Handle Styles



EXTRACTING FORCEPS (English Pattern)

- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Zahnzangen (Englische Form)
- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Forceps de Extracción (Forme Inglesa)
- استخراج المنقط (نمط اللغة الإنجليزية)

Function: To remove teeth from bony socket



BS-1001
Fig. 1
Upper Centrals
and Canines



BS-1002
Fig. 2
Upper Laterals
and Canines



BS-1003
Fig. 4
Lower Incisors
and Canines



BS-1004
Fig. 7
Upper Premolars



BS-1005
Fig. 8
Lower Premolars



BS-1006
Fig. 13
Lower Premolars



BS-1007
Fig. 17
Upper Molars,
Right



BS-1008
Fig. 18
Upper Molars, Left



BS-1009
Fig. 21
Lower Molar



BS-1010
Fig. 22
Lower Molar



Straight extracting forceps for upper incisors and canines



Straight extracting forceps for upper incisors and canines



Straight extracting forceps for upper incisors and canines

EXTRACTING FORCEPS (English Pattern)

- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Forceps de Extracción (Forme Inglesa)
- Zahnzangen (Englische Form)
- استخراج الملقط (نمط اللغة الإنجليزية)

Function: To remove teeth from bony socket



BS-1011
18A
upper molars



BS-1012
19
upper third molars



BS-1013
20
lower third molar



BS-1014
24
lower molar, right



BS-1015
29
upper roots



BS-1016
30
Upper Roots



BS-1017
33
lower roots



BS-1018
33A
Lower Roots



BS-1019
33M
Lower roots
with long beak



BS-1020
46L



BS-1021
51
Upper Roots



BS-1022
51A
Upper Roots



Straight extracting forceps for upper incisors and canines



Straight extracting forceps for upper incisors and canines



Straight extracting forceps for upper incisors and canines

EXTRACTING FORCEPS (English Pattern)

- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Forceps de Extracción (Forme Inglesa)
- Zahnzangen (Englische Form)
- استخراج الملقط (تمط اللقطة الإنجليزية)

Function: To remove teeth from bony socket

WISDOM EXTRACTING FORCEPS



BS-1023
Routerier
(# 22 1/2 L)
lower molars and
wisdoms, left




BS-1024
Routerier
(# 22 1/2 R)
lower molars and
wisdoms, right



BS-1025
Routerier
(# 33 1/2 L)
lower molar and
wisdom roots, left



BS-1026
Routerier
(# 33 1/2 R)
lower molar and
wisdom roots, right



Routerier extracting forceps for lower molars and third molars, right



BS-1027
Fig. 186L
lower molars



BS-1028
Fig. 186R
lower molars



BS-1029
51AL



BS-1030
67
Upper Third Molars



BS-1031
67A
Upper Third Molars



BS-1032
79
Lower Third Molars



Angled extracting forceps for upper roots

EXTRACTING FORCEPS (English Pattern)

- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Zahnzangen (Englische Form)
- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Forceps de Extracción (Forme Inglesa)
- استخراج الملقط (نمط اللغة الإنجليزية)



BS-1033
73
Lower Molars



BS-1034
73 A
lower molars



BS-1035
73 S



BS-1036
74
Lower Roots



BS-1037
74N
Lower Roots



BS-1038
75
Lower Premolars



BS-1039
86A
Lower Molars



BS-1040
86B
lower molars



BS-1041
86C
lower molars



BS-1042
87
Lower Molars



BS-1043
89
Upper Molars,
Right



BS-1044
90
Upper Molars,
Left



Straight extracting forceps for upper incisors and canines



Straight extracting forceps for upper incisors and canines




Straight extracting forceps for upper incisors and canines

EXTRACTING FORCEPS (English Pattern)

- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Zahnzangen (Englische Form)
- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Forceps de Extracción (Forme Inglesa)
- استخراج المنقط (تمط اللغة الإنجليزية)

DE-TRAUMATIC EXTRACTION

Improved tapered beaks for complete root contact. Cross serrations. Deep Gripe Extracting Forceps



- No Fracture
- No Tissue Damage
- Extraction With Easy



Thin Tip

BS-1045
34

Upper incisors and
premolars
deep-gripping



Wide Tip

BS-1046
34A

Upper centrals / cains
deep-gripping



Thin Tip

BS-1047
Fig. 35


upper permolars
deep-gripping



Wide Tip

BS-1048
35A

Upper incisors and
premolars
deep-gripping



Thin Tip

BS-1049
36

Lower premolars
deep-gripping



Wide Tip

BS-1050
36A

Lower premolars
deep-gripping



BS-1051
336

lower permolars
deep-gripping



BS-1052
F-7C

lower molar



BS-1053
9

Apex Forceps Lower Universal
Deep Root Pick



BS-1054
79N

Lower third molars
deep-gripping



BS-1055
79

Lower Thrid Molars



Function:

Extraction forceps are used to further loosen teeth by rotational and tilting movements and finally to extract the teeth in combination with a fulcrum.

EXTRACTING FORCEPS (English Pattern)

- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Forceps de Extracción (Forme Inglesa)
- Zahnzangen (Englische Form)
- استخراج الملقط (نمط اللغة الإنجليزية)

DEEP ROOT PICK FORCEPS



BS-1056
146
Apex Forceps Lower Root
Deep Root Pick



BS-1057
153
Apex Forceps Upper Root
Deep Root Pick



BS-1058
149
Apex Forceps Upper Root
Deep Root Pick



BS-1059
Fig. 44



BS-1060
Fig. 44Z



BS-1061
Fig. 45Z



BS-1062
46XL
Apex Forceps Lower Root
Deep Root Pick



BS-1063
67
Upper Third Molars



BS-1064
67A
Upper Third Molars



BS-1065
67N
Lower third molars
deep-gripping



BS-1066
331
upper roots
deep-gripping



forceps for upper incisors, premolars and roots



EXTRACTING FORCEPS (English Pattern)

- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Zahnzangen (Englische Form)
- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Forceps de Extracción (Forme Inglesa)
- استخراج الملقط (تمط اللغة الإنجليزية)



Fig. 1
upper
laterals
and canines



BS-1067
Set of 10 Pieces
Fig. 1
Fig. 7
Fig. 13
Fig. 17
Fig. 18
Fig. 22
Fig. 51A
Fig. 67
Fig. 74N
Fig. 79

Fig. 7
upper premolars



Fig. 13
lower premolars



Fig. 17
upper molars, right



Fig. 18
upper molars, left



Fig. 22
lower roots



Fig. 51A
upper roots



Fig. 67
upper third molars



Fig. 74N
lower molar



Fig. 79
lower third molars



Extracting forceps for upper roots



EXTRACTING FORCEPS

- Щипцы экстракционные
- Daviers
- Zahnzangen
- Щипці екстракційні
- Forceps de Extracción
- استخراج المنقط

Pediatric Tooth Extracting Forceps Set



BS-1068
English Pattern Klein #51S
Pedodontic Upper root



BS-1069
English Pattern Klein #137
Pedodontic, Upper Incisors Spring handle



BS-1070
English Pattern Klein #5
Pedodontic Lower Incisors.



BS-1071
English Pattern Klein #139
Pedodontic Upper Premolars

Baby Tooth Extraction Forceps




BS-1072
Fig. # 01 to 07
Set of 7 Pieces



BS-1073
English Pattern Klein #7
Pedodontic Lower Roots,



BS-1074
English Pattern Klein #3
Pedodontic Upper Molars Universal



BS-1075
English Pattern Klein #6
Pedodontic Lower Molars, Spring Handle

ROOT FRAGMENT FORCEPS



Witzel
BS-1076
170mm
Upper roots, Universal



Witzel
BS-1077
165mm
Lower roots, Universal



BS-1078
#400(300)
165mm
Upper roots, Universal



BS-1079
#401(301)
160mm
Lower roots, Universal



BS-1080
Witzel Forceps With Gold
Set of 3 Pcs



BS-1081
Witzel Forceps With Hole And Screw Pattern
Set of 3 Pcs



BS-1082
Witzel Forceps With Anatomical Handle
Set of 3 Pcs



BS-1083
#401(301)
160mm
Lower roots, Universal



BS-1084
#401(301)
160mm
Lower roots, Universal



BS-1085
#401(301)
160mm
Lower roots, Universal



BS-1086
#400(300)
165mm
Upper roots, Universal



BS-1087
#400(300)
165mm
Upper roots, Universal



BS-1088
#400(300)
165mm
Upper roots, Universal



Witzel
BS-1089
165mm
Lower roots, Universal



Witzel
BS-1090
165mm
Lower roots, Universal



Witzel
BS-1091
165mm
Lower roots, Universal

ROOTS SPLINTER FORCEPS

- Щипцы для удаления корневых осколков
- Pincers Fragments
- Wurzelsplitterzangen
- Щипці для видалення корневих осколків
- Pinzas Para Fragmentos
- جزور منشقة الملقط




BS-1092
Splinter Forceps
15.5cm



Stieglitz Root Splinter Forceps



BS-1093
Splinter Forceps
15.5cm 45°



BS-1094
Stieglitz
Root Fragments



BS-1095
Stieglitz
Root Fragments



BS-1096
Stieglitz Splinter Forceps
140mm 90°



BS-1097
Stieglitz Splinter Forceps
140mm Straight

ROOT FRAGMENT FORCEPS




BS-1098
 130mm

With Diamond



BS-1099
 130mm

With Diamond




BS-1100
 125mm

With Diamond



BS-1101
 130mm




BS-1102
 130mm



BS-1103
 125mm

EXTRACTING FORCEPS (American Pattern)

- Щипцы экстракционные (американская форма)
- Daviers - forme américaine
- Férceps de extracción - forma americana
- Щипці екстракційні (американська форма)
- Pinzere per estrazione - forma americana
- استخراج الملقط (النمط الأمريكي)



BS-1104
1STD
Winter
upper centrals and canines

BS-1105
Fig. 1
upper incisors
and roots

BS-1106
Cryer
Fig. 150

EXTRACTING FORCEPS (American Pattern)

- Щипцы экстракционные (американская форма)
- Щипці екстракційні (американська форма)
- Daviers - forme américaine
- Pinzeper per estrazione - forma americana
- Fórceps de extracción - forma americana
- استخراج الملقط (النمط الأمريكي)




BS-1108
 Fig. 62
 incisors, premolars,
 deciduous teeth




BS-1109
 # 10S
 upper roots

BS-1110
 # 17
 lower molars



BS-1111
 Harris
 Fig. 18R



BS-1112
 Harris
 Fig. 18L



BS-1107
 Fig. 150A
 Cryer
 upper incisors, premolars, roots

EXTRACTING FORCEPS (American Pattern)

- Щипцы экстракционные (американская форма)
- Давиеры - forme américaine
- Fórceps de extracción - forma americana
- Щипці екстракційні (американська форма)
- Pinzere per estrazione - forma americana
- استخراج الملقط (النمط الأمريكي)



BS-1113
 Fig. 210
 upper third molars



BS-1114
 Fig. 53R
 upper molars, right



BS-1115
 Fig. 53L
 upper molars, left



BS-1116
 NEVIUS
 Fig. 88R



EXTRACTING FORCEPS (American Pattern)

- Щипцы экстракционные (американская форма)
- Daviers - forme américaine
- Fórceps de extracción - forma americana
- Щипці екстракційні (американська форма)
- Pinzere per estrazione - forma americana
- استخراج الملقط (النمط الأمريكي)



BS-1117
 Fig. 24
 upper molars



BS-1118
 # 210S
 upper third molars



BS-1119
 # 210H
 upper third molars



BS-1120
 # 286
 Upper Roots,
 Premolars, Incisors



BS-1121
 # 99C
 Kells
 upper incisors,
 canines, premolars



BS-1122
 # 222
 lower third molars



BS-1123
 # 286
 Lower Molar

EXTRACTING FORCEPS (American Pattern)

- Щипцы экстракционные (американская форма)
- Dавiers - forme américane
- Fórceps de extracción - forma americana
- Щипці екстракційні (американська форма)
- Pinzereper per estrazione - forma americana
- استخراج الملقط (النمط الأمريكي)



BS-1124
Nevius
Fig. 88L
upper molars, left



BS-1125
Fig. 65
upper incisors
and roots



BS-1126
Parmly Fig. 32A
upper premolars
and roots




BS-1127
Parmly Fig. 32
upper premolars
and molars



EXTRACTING FORCEPS (American Pattern)

- Щипцы экстракционные (американская форма)
- Щипці екстракційні (американська форма)
- Daviers - forme américaine
- Pinzeper per estrazione - forma americana
- Fórceps de extracción - forma americana
- استخراج الملقط (النمط الأمريكي)



BS-1128
COHEN
 universal

BS-1129
 Fig. 203
 lower incisors
 and roots

BS-1130
 Tomes Fig. 69
 upper and lower
 roots

EXTRACTING FORCEPS (American Pattern)

- Щипцы экстракционные (американская форма)
- Daviers - forme américaine
- Fórceps de extracción - forma americana
- Щипці екстракційні (американська форма)
- Pinzereper per estrazione - forma americana
- استخراج الملقط (النمط الأمريكي)



BS-1131
Fig. 23
lower molars

BS-1132
Fig. 16
lower molars

BS-1133
Physic Fig. 5
lower third molars

BS-1134
Harris Fig. 15
lower molars

BS-1135
Fig. 103

EXTRACTING FORCEPS (American Pattern)

- Щипцы экстракционные (американская форма)
- Щипці екстракційні (американська форма)
- Daviers - forme américaine
- Pinzeper per estrazione - forma americana
- Fórceps de extracción - forma americana
- استخراج الملقط (النمط الأمريكي)



BS-1136
 Hull
 Fig. 101
 Deciduous teeth

BS-1137
 Cryer
 Fig. 150S
 upper teeth,
 for children

BS-1138
 Fig. 150 AS

EXTRACTING FORCEPS (American Pattern)

- Щипцы экстракционные (американская форма)
- Daviers - forme américaine
- Fórceps de extracción - forma americana
- Щипці екстракційні (американська форма)
- Pinzere per estrazione - forma americana
- استخراج الملقط (النمط الأمريكي)



BS-1139
Cryer
Fig. 151
lower teeth,
for children

BS-1140
Fig. 151 S
lower incisors,
premolars, roots

BS-1141
Fig. 151 AS

EXTRACTING FORCEPS (American Pattern)

- Щипцы экстракционные (американская форма)
- Щипці екстракційні (американська форма)
- Daviers - forme américaine
- Pinzere per estrazione - forma americana
- Fórceps de extracción - forma americana
- استخراج الملقط (النمط الأمريكي)




BS-1142
16S
lower molars for children



BS-1143
17S
lower molars



BS-1144
23 S
Lower molars



BS-1145
27
lower molars



BS-1146
18LS
upper molars left



BS-1147
18RS
upper molars right



BS-1148
85 Tomas
lower canines, premolars and molars



BS-1149
85A Tomas
lower canines, premolars and molars



BS-1150
69S
upper and lower roots



BS-1151
99A Kells
upper incisors, canines, premolars



BS-1152
217
lower molars

EXTRACTING FORCEPS (American Pattern)

- Щипцы экстракционные (американская форма)
- Давиеры - forme americane
- Férceps de extracción - forma americana
- Щипці екстракційні (американська форма)
- Pinzoper per estrazione - forma americana
- استخراج الملقط (النمط الأمريكي)



BS-1153
#10 SK
Upper Molars Sup



BS-1154
#17 SK Universal
Lower Molars



BS-1155
#23 SK Universal
Upper Molars



BS-1156
#69 SK Tomas
upper and lower roots



BS-1157
#99 SK
upper incisors,
canines, premolars



BS-1158
#150 SK
upper incisors,
premolars, roots



BS-1159
#151 SK
lower incisors,
premolars, roots



BS-1160
#222 SK
lower third molars

EXTRACTING FORCEPS (American Pattern)

- Щипцы экстракционные (американская форма)
- Daviers - forme américaine
- Férceps de extracción - forma americana
- Щипці екстракційні (американська форма)
- Pinzeper per estrazione - forma americana
- استخراج الملقط (النمط الأمريكي)



BS-1161
 Fig. 1
 Upper Anterior

BS-1162
 Lower Molar
 Fig. 23 Cow Horn



BS-1163
 Fig. 74
 Lower Anterior



BS-1164
 Fig. 88L
 Upper Molar Left



BS-1165
 Fig. 88R
 Upper Molar Right



BS-1166
 Fig. 74
 Lower Anterior



BS-1167
 Fig. 106
 Lower Incisors



BS-1168
 Fig. 174
 Extra Narrow
 Lower Anterior
 Apical Retention
 Forceps



BS-1169
 Fig. 859
 Lower Molars
 Roots



EXTRACTING FORCEPS (American Pattern)

- Щипцы экстракционные (американская форма)
- Щипці екстракційні (американська форма)
- Daviers - forme américaine
- Pinzeper per estrazione - forma americana
- Fórceps de extracción - forma americana
- استخراج الملقط (النمط الأمريكي)

Carbide Diamond Coated Point



BS-1171
151 T.C.

Carbide Serrated Beak
Lower Incisors, Cuspids,
Bicuspids & Roots, Universal

BS-1172
1STD T.C.

Carbide Serrated Beak
Upper Incisors, Cuspids,

BS-1173
17 T.C.

Carbide Serrated Beak
1st & 2nd Lower Molars,
Universal



BS-1174
53L T.C.

Carbide Serrated Beak
1st & 2nd Upper Molars,
Left



BS-1175
53R T.C.

Carbide Serrated Beak
1st & 2nd Upper Molars,
Right



BS-1176
65 T.C.

Carbide Serrated Beak
Upper Incisors, Roots &
Fragments



BS-1170
150 T.C.

Carbide Serrated Beak
Upper Incisors, Cuspids,
Bicuspids & Roots,
Universal



BS-1177
69 T.C.

Carbide Serrated Beak
Upper & Lower Fragments
And Roots



BS-1178

150S T.C. Pedro forcep
Carbide Serrated Beak
Pedo, Upper Primary Teeth
and Roots, Universal

BS-1179
151S T.C. Pedro forcep
Carbide Serrated Beak
Pedo, Lower Primary Teeth
and Roots, Universal

BONE ROUNGER

- Костные кусачки
- Hohlmeißelzangen
- Pincés-gouges
- Кусачки для кісток
- Pinzas-gubias
- روتجیورس العظام



BS-1180
 Blumenthal
 15cm



BS-1181
 Blumenthal
 15cm



BS-1182
 Blumenthal
 15cm



BS-1183
 Friedman
 14cm



BS-1184
 Friedman
 14.5cm



BS-1185
 Micro-Friedman
 14cm



BS-1186
 Micro-Friedman
 15cm



BS-1187
 Micro-Friedman
 16cm



BS-1188
 Kleinert-Kutz
 18.5cm



BS-1189
 Beyer
 18.5cm




BS-1190
 Mead 1A
 18.5cm



BS-1191
 Luer
 18.5cm

EXTRACTING FORCEPS (English Pattern)

- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Zahnzangen (Englische Form)
- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Forceps de Extracción (Forme Inglesa)
- استخراج الملقط (نمط اللغة الإنجليزية)



BS-1192
 Meissner
 Extracting Forceps



BS-1193
 Meissner
 Extracting Forceps



BS-1194
 Meissner
 Extracting Forceps



BS-1195
 Comellas Forceps
 Anatomical Handle

DENTAL SYRINGES

- Шприцы стоматологические карпульные
- Шприці стоматологічні карпульні
- Seringues à usage dentaire
- Jeringas dentales
- Dentalspritzen
- المحاقن الأسنان



BS-1196 1.8ml
BS-1197 2.2ml



BS-1198 1.8ml
BS-1199 2.2ml




BS-1200 1.8ml
BS-1201 2.2ml



BS-1202 1.8ml
BS-1203 2.2ml



BS-1204 1.8ml
BS-1205 2.2ml



Hi1206 1.8ml
BS-1207 2.2ml



BS-1208
1001
Intraligamental
Anesthesia
Syringe in
Black Colour



BS-1209 1.8ml
BS-1210 2.2ml
Angled



BS-1211
Aluminium - Dark 1.8 ml


- | | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| BS-1212
Aluminium -
Silver 1.8 ml | BS-1213
Aluminium -
Orange 1.8 ml | BS-1214
Aluminium -
Green 1.8 ml | BS-1215
Aluminium -
Blue 1.8 ml |




Type C
BS-12161,8ml
BS-12172,2ml



Type C
BS-1218 1,8ml
BS-1219 2,2ml



2-Ring
BS-1220 1,8ml
BS-1221 2,2ml



Aspirating Syringe
BS-1222 1.8mm
BS-1223 2.2mm




Cartridge Syringe
BS-1224 1.8mm
BS-1225 2.2mm



Cartridge Syringe
BS-1226 1.8mm
BS-1227 2.2mm



Cartridge Syringe
BS-1228 1.8mm
BS-1229 2.2mm



Euro Breech loading
BS-12301,8ml
BS-12312,2ml




EuroBreech loading
BS-12321,8ml
BS-12332,2ml



Manual Aspirating Syringe
BS-1234 1,8ml
BS-1235 2,2ml



Quatro
BS-1236 1,8ml
BS-1237 2,2ml




Trio
BS-1238 1,8ml
BS-1239 2,2ml



Swedish Type
BS-1240 1,8ml
BS-1241 2,2ml



Ject Ultima
BS-1242 1,8ml
BS-1243 2,2ml
Injects 0,05 ml with every click Supplied with
angled and straight tubes



Ject angled
BS-1244 1,8ml
BS-1245 2,2ml



Ject straight
BS-1246 1,8ml
BS-1247 2,2ml



Disc System
BS-1248 1,8ml
BS-1249 2,2ml



Disc System
BS-12501,8ml

EXTRACTING FORCEPS SET

Извлечение щипцов
Ensemble de pinces d'extraction
• Zange sammeln

• Витягуючий комплект щипців
• Extracción del conjunto de fórceps
• استخراج ملقط مجموعة



BS-1251
Extracting Forceps
Set of 10 Pieces
Extracting Forceps Fig. 2
Extracting Forceps Fig. 7
Extracting Forceps Fig. 13
Extracting Forceps Fig. 17
Extracting Forceps Fig. 18
Extracting Forceps Fig. 22
Extracting Forceps Fig. 33
Extracting Forceps Fig. 51A
Extracting Forceps Fig. 67A
Extracting Forceps Fig. 79



BS-1252
Extracting Forceps
Set of 10 Pieces
Extracting Forceps Fig. 2
Extracting Forceps Fig. 7
Extracting Forceps Fig. 13
Extracting Forceps Fig. 17
Extracting Forceps Fig. 18
Extracting Forceps Fig. 22
Extracting Forceps Fig. 33
Extracting Forceps Fig. 51A
Extracting Forceps Fig. 67A
Extracting Forceps Fig. 79



BS-1253
Extracting Forceps
Set of 13 Pieces
Extracting Forceps Fig. 2
Extracting Forceps Fig. 7
Extracting Forceps Fig. 13
Extracting Forceps Fig. 17
Extracting Forceps Fig. 18
Extracting Forceps Fig. 22
Extracting Forceps Fig. 33
Extracting Forceps Fig. 51A
Extracting Forceps Fig. 67A
Extracting Forceps Fig. 79
Extracting Forceps Fig. 86C
Extracting Forceps Fig. 89
Extracting Forceps Fig. 90



BS-1254
Extracting Forceps Children Pattern
Set of 10 Pieces
Extracting Forceps Fig. 13S
Extracting Forceps Fig. 22S
Extracting Forceps Fig. 30S
Extracting Forceps Fig. 33S
Extracting Forceps Fig. 37
Extracting Forceps Fig. 38
Extracting Forceps Fig. 39
Extracting Forceps Fig. 39L
Extracting Forceps Fig. 39R
Extracting Forceps Fig. 51S



BS-1255
Extracting Forceps English adult Adult
Set of 10 Pcs



BS-1256
Extracting Forceps American Adult
Set of 10 Pcs



BS-1257
Extracting Forceps American Adult
Set of 8 Pcs



BS-1258
Extracting Forceps Pedro
Set of 7 Pcs